

# ΣΥΣΤΗΜΑ MINIMED™ 780G

## ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΜΕΝΟΥ



 <b>ΙΣΤΟΡΙΚΟ &amp; ΓΡΑΦΉΜΑ</b> Ιστορικό Ανασκόπηση γλυκ. αισθ. Γράφημα Χρόνος εντός εύρους	 <b>SMARTGUARD</b> Λίστα ελέγχ. SmartGuard Πρ/σωρ.στόχ. Ρυθμίσεις SmartGuard SmartGuard on και off	 <b>ΉΧΟΣ ΚΑΙ ΔΟΝΉΣΉ</b> Σίγαση ειδοπ. αισθητήρα Ένταση Ήχος Δόνηση Συντόμευση Ρυθμίσεις ειδοποιήσ.
 <b>ΔΕΞΑΜΕΝΉ ΚΑΙ ΣΕΤ</b> Νέα δεξαμενή Πλήρωσ. κάν.	 <b>ΙΝΣΟΥΛΙΝΉ</b> Δόση Βασικός Αναστολή/Επαναφορά χορήγησης βασικού Συντόμευση Ρυθμίσεις χορήγησης	 <b>ΓΛΥΚΟΖΉΧΑΙΜΑΤΟΣ</b> BG
 <b>ΚΑΤΑΣΤΑΣΉ</b> Αναστ. όλων χορηγ. Λίστα ελέγχ. SmartGuard Αντλία Αισθητήρας	 <b>ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ</b> Σύζευξη νέας συσκευής Σύζευξη CareLink Αισθητήρας	 <b>ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ</b> Ρυθμίσεις ειδοποιήσ. Ρυθμίσεις χορήγησης Ρυθμίσεις συσκευής

### Medtronic Hellas SA

Διεύθυνση Έδρας  
 Κηφισίας 24 (κτίριο Β)  
 Μαρούσι Αθήνα  
 Τ.Κ 15125  
 Τηλ. +30 210 6779099  
 Φαξ. +30 210 6779399  
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2650801000

[medtronicdiabetes.com](http://medtronicdiabetes.com)

### Γραφείο Θεσσαλονίκης

9ο χλμ. Εθνικής Οδού  
 Θεσσαλονίκης - Νέων  
 Μουδανίων, Πυλαία,  
 Θεσσαλονίκη  
 Τ.Κ. 57001  
 Τηλ. +30 2310 402100

### DIABETES.SHOP

Πύργος Αθηνών  
 Λ. Μεσογείων 2-4  
 (ισόγειο, κτ. Β)  
 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 11527  
 Τηλ. 210 01 01 200

Δείτε το εγχειρίδιο της συσκευής για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης, τις ενδείξεις, τις αντενδείξεις, τις προειδοποιήσεις, τις προφυλάξεις και τα πιθανά ανεπιθύμητα συμβάντα. Για περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό εκπρόσωπο της Medtronic.

**Medtronic**  
 Further, Together